

## INFORMATION

Référence	ASW/150
Couleur	Bleu
Dimensions	20 x 20cm (8x8")
Quantité	150 lingettes
Alcool	Sans alcool

## CARACTÉRISTIQUES

**Testé selon la norme européenne : BS EN14476:2013+ A2:2019** : Désinfectants et antiseptiques chimiques – activité virucide dans le domaine médical - CONFORME

**Testé selon norme européenne BS EN1650:2019**  
Désinfectants et antiseptiques chimiques, activité fongicide ou levuricide, désinfectants et antiseptiques chimiques utilisés dans les zones alimentaires, industriels, domestiques et institutionnels. CONFORME

**Testé selon la norme européenne : BS EN16615:2015** :  
Désinfectants et antiseptiques chimiques – activité bactéricide et levuricide sur les surfaces non poreuses - CONFORME

Fabriqué au Royaume-Uni

**Fabriqué conformément aux normes** : ISO9001 et ISO 14001

Il a été prouvé qu'il tue les virus enveloppés, y compris les coronavirus et le SRAS-CoV-2

**SANS PHMB ET SANS ALCOOL**

Une lingette douce mais résistante qui n'endommage pas les surfaces mais les laisse propres et désinfectées.

**Testé selon norme européenne BS EN1276:2019**:  
Désinfectants et antiseptiques chimiques, évaluation de l'activité bactéricide des désinfectants et antiseptiques chimiques utilisés dans les secteurs alimentaire, industriel, domestique et institutionnel.

A utiliser sur les bureaux, les équipements, les poignées de porte, les machines, les VDU, les surfaces dures et les mains. Ne convient pas aux écrans plats.

Utilisé dans les environnements médicaux et alimentaires pour prévenir la contamination microbiologique.

Lingettes, seau, couvercle et étiquette 100% recyclables.



## SECTEURS

Fabrication et préparation des aliments • Cheveux et Beauté •  
Conciergerie • Médical, vétérinaire et dentaire • Pharmaceutique  
et laboratoire • Gestion des déchets et collectivités locales

## INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conservez dans des conditions sèches, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur extrême. Il est conseillé de conserver l'emballage pour référence. Inspectez toujours le produit avant utilisation et ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

## INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

## CONDITIONNEMENT

150 lingettes par tube  
10 tubes par carton  
48 cartons par palette

## CODE-BARRES DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

**5024951009269**